

[manual vacuum aspirator](#)

Technische Daten

Saugen Behältervolumen: 240 ml (ohne Kappe)

Geschlossene Absaugung: -40 kPa innerhalb von weniger als 10s @ 2Hz
Pumprate

Innendurchmesser des Katheters mount: 17mm

Überlaufsicherung: Aspirator Funktionen, die normalerweise mit
automatischer Auswurf absaugen.

Funktionsprinzip: Rolling Siegel Zwerchfell

Design Life: 5 Jahre mit einem jährlichen Check-ups

Betriebstemperatur: -20 bis 50 ° C

Abmessungen: Netto 165 x 165 x 87 mm

Brutto 212 x 102 x 233 mm

Gewicht: 400g netto

Gross 650g

Contact us

Steel yao

Meds Medical Equipment Co.,LTD

Suite 808,Taikun International Plaza,

Jiaxing,Zhejiang,China.

Tel:+86-57383768915

MP:+86-15857396317

Fax:+86-57383667955

Email:steel@medinstru.com

website: www.medinstru.com