

## Spécifications techniques

Aspirer Capacité du réservoir: 240 ml (à l'exclusion de la PAC)

aspiration occluse: -40 kPa dans les 10 secondes @ moins de 2Hz  
débit de la pompe

Diamètre intérieur du cathéter de montage: 17mm

Dépassement de sauvegarde: Aspirateur fonctions normalement avec  
automatique d'éjection aspirer.

Principe de fonctionnement: le diaphragme sceau de Rolling

Durée de vie: 5 ans avec examens annuels

Température de fonctionnement: -20 à 50 ° C

Dimensions: net 165 x 165 x 87 mm  
Brut 212 x 102 x 233 mm

Poids: 400g net  
Brut 650g

[manual vacuum aspirator](#)

### **Contact us**

Steel yao

Meds Medical Equipment Co.,LTD  
Suite 808,Taikun International Plaza,  
Jiaxing,Zhejiang,China.

Tel:+86-57383768915

MP:+86-15857396317

Fax:+86-57383667955

Email:[steel@medinstru.com](mailto:steel@medinstru.com)

website: [www.medinstru.com](http://www.medinstru.com)