

Технические характеристики

[manual vacuum aspirator](#)

Аспирация Объем емкости: 240 мл (без крышки)

Окклюзии всасывания: -40 кПа в течение 10s @ менее 2 Гц

Производительность насоса

Внутренний диаметр катетера гору: 17mm

Переполнение защиты: Аспиратор функции, обычно с автоматическая аспирация выброса.

Принцип работы: Роллинг уплотнения диафрагмы

Дизайн годности: 5 лет с ежегодным осмотрами

Диапазон рабочих температур: от -20 до 50 ° C

Размеры: 165 x Чистые 165 x 87 мм

Валовой 212 x 102 x 233 мм

Вес: 400г Чистые

Валовой 650 г

Contact us

Steel yao

Meds Medical Equipment Co.,LTD

Suite 808,Taikun International Plaza,

Jiaxing,Zhejiang,China.

Tel:+86-57383768915

MP:+86-15857396317

Fax:+86-57383667955

Email:steel@medinstru.com

website: www.medinstru.com